

The range of MICROCATH long cannulae is one of the most important international innovations regarding vascular accesses.

Made of Pebax and suitable for use within 29 days, sterile venous catheters are radiopaque and indicated for each type of patient.

Available in different sizes and diameters, MICROCATH catheters can be positioned with ultrasound guidance, in order to reach the deepest veins even in difficult situations.

Available in various models with the following components:

- Alfalock securement device
- Tegaderm IV advanced
- Extension set
- Neutron
- Echogenic needle
- Guidewire
- Peel away 7cm

Advantages:

- Longer lifetime than a classic cannula needle
- Lower risk of local phlebitis
- Venipunctures reduction
- More stable implant than IV cannula
- More comfort for the patient
- Fast and convenient management

La gamma di cannule lunghe MICROCATH costituisce una delle novità più importanti a livello internazionali per quanto riguarda gli accessi vascolari.

Realizzati in Pebax e adatti per un utilizzo entro i 29 giorni, i cateteri venosi sterili sono radiopachi e indicati per ogni tipologia di paziente.

Disponibili in diverse misure e diametri, i cateteri MICROCATH possono essere posizionati con guida ecografica, in modo da raggiungere le vene più profonde anche in situazioni difficili.

Disponibile in varie configurazioni coi seguenti componenti:

- Sistema di fissaggio Alfalock
- Tegaderm IV advanced
- Prolunga di estensione
- Neutron
- Ago ecogenico
- Filo guida
- Peel away 7cm

Vantaggi

- Maggiore durata di un classico ago cannula
- Minor rischio di flebite locale
- Riduzione di venipunture
- Impianto più stabile rispetto agli IV cannula
- Miglior confort per il paziente
- Gestione rapida e pratica

kit in the picture / kit nella foto

MicroCath PPW4	Catheter / Catetere				Needle / Ago		Echogenic Needle Ago Ecogenico		Guidewire Filo Guida		Extension Set / Prolunga			Q.ty Q.tà
Code / Codice	Length Lungh.	Max Flow Flusso Max	Max Press Press. Max	Length Lungh.	Length Lungh.	Length Lungh.	Length Lungh.	Length Lungh.	Length Lungh.	Length Lungh.	Internal Interno	External Esterno	Length Lunghezza	Box/ Conf.
MD0102433/PPW4	4 Fr 11 cm	5ml/sec	300PSI	18Ga 55mm	18Ga 7cm	21Ga 7cm	0.032" 30cm	0.018" 50cm	2.9 mm	4.1 cm	180 cm	20		

Follow us  